

تست اختلاف فشار ماسک صورت

تست اختلاف فشار ماسک صورت: تست اختلاف فشار ماسک صورت برای اندازه گیری فشار هوا مبادله شده ماسک صورت پزشکی یا هر پارچه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.




Standards:

YY 0469 Section 5.7, YY /T0969 Section 5.6

ASTM F2100 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks

BS EN 14683 Medical face masks - Requirements and test methods, section 5.2.3, Annex C



مشخصات دستگاه:

- در این دستگاه یک منبع مکش هوا به عنوان منبع انرژی وجود دارد و شرایط بیرونی محیط بر تست تاثیر گذار نیست.

- در دستگاه تست اختلاف فشار ماسک صورت پزشکی یک سنسور اختلاف فشار بالا با دقت بالا وجود دارد و به صورت دیجیتالی تفاوت فشار در هر دو طرف ماسک را نشان می دهد.
- نگهدارنده نمونه اطمینان می دهد که نمونه محکم نگه داشته شده است.

مشخصات فنی تست اختلاف فشار ماسک صورت :

Model	GT-RA04
Air source	Suction type
Air flow	8L / min
Sealing method	Face sea
Air permeability diameter of sample	Φ25mm
Range of differential pressure sensor	0 ~ 500Pa
Control mode	7inch Touch screen
Weight	40kg
Power supply	1Phase AC220V 50Hz

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر برای قیمت دستگاه تست اختلاف فشار ماسک صورت و یا خرید تست اختلاف فشار ماسک صورت ، با شرکت ستاره عرش آریا نماینده کمپانی Gester تماس بگیرید.