

تست نفوذ خون مصنوعی ماسک

تست نفوذ خون مصنوعی ماسک: تست نفوذ خون مصنوعی ماسک مقاومت ماسک های محافظ پزشکی را در برابر نفوذ خون مصنوعی تحت فشار تست های مختلف تعیین می کند. همچنین می توان از آن برای تعیین مقاومت در برابر نفوذ خون سایر مواد پوشش استفاده کرد.



Standards:

GB 19083 section 5.5, YY/T 0691, YY 0469 section 5.5

ISO 22609, BS EN 14683

ASTM F2100, ASTM F1862

مشخصات دستگاه:

۱. در این دستگاه ثابت کننده محدب نمونه ، می تواند وضعیت واقعی استفاده از ماسک را شبیه سازی کند ، یک منطقه هدف از نمونه را بدون آسیب رساندن به نمونه باقی بگذارد و خون مصنوعی را در این ناحیه هدف توزیع شود.
۲. اسپری فشار ثابت می تواند حجم معینی از خون مصنوعی را در مدت زمان کنترل شده به ناحیه هدف ماسک پاشش نماید.
۳. دستگاه تست نفوذ خون مصنوعی ماسک صورت می تواند فشار خون متوسط بدن با سرعت اسپری ۱۰,۶ kPa، ۱۶ kPa و ۲۱,۳ kPa برای آزمایش به طور کامل شبیه سازی کند.
۴. دستگاه تست نفوذ خون مصنوعی ماسک مجهز به صفحه هدف ، که می تواند بخشی از جریان فشار بالای مایع پاشیده شده را مسدود کند ، و فقط اجازه دهد قسمت جریان پایدار بر روی نمونه پاشیده شود ، که این موضوع باعث افزایش دقت و تکرارپذیری می شود.



مشخصات فنی دستگاه تست نفوذ خون مصنوعی ماسک:

Model	GT-RA01
Spraying distance	300mm~305mm (can be adjustable)
Nozzle diameter	0.84mm
Spraying speed	450cm/s, 550cm/s, 635cm/s
Weight	35kg
Power	AC220V 50Hz

لطفاً برای کسب اطلاع از قیمت دستگاه تست نفوذ خون مصنوعی ماسک و یا خرید تست نفوذ خون مصنوعی ماسک، با شرکت ستاره عرش آریا نماینده کمپانی Gester تماس بگیرید.