

## pH بلوتوث چرم و کاغذ HANNA مدل HI9810442

پی اچ متر HI9810442 HALO2 جهت اندازه گیری pH چرم و کاغذ طراحی شده است. پراب داخلی دارای یک اتصال باز، نوک صاف و بدنه شیشه ای است که آن را برای اندازه گیری pH سطوح تخت و صاف ایده آل می کند.

بلوتوث open junction امکان اتصال آسان به سیستم های ثبت داده های فعلی ( لب تاپ، PC، تلفن همراه و ...) را فراهم می کند



اتصال جهانی

پروتکل open junction بلوتوث® امکان اتصال آسان با برنامه Hanna Lap و سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی فعلی (LIMS) را فراهم می کند.

PH بی سیم Halo2 با GLP سازگار است.

حفاظت ضد آب IP65

بدنه PH متر دارای استاندارد IP65 می باشد که به این معنی است که از سطح بالایی از محافظت در برابر ذرات و گرد و غبار و محافظت در برابر نفوذ آب برخوردار است.

## اندازه جیبی

اندازه جمع و جور pH متر را برای آزمایش در حین حرکت ایده آل می کند. یک صفحه نمایش LCD بزرگ خوانش های یک نگاه را از هر زاویه ای ارائه می دهد و عملکرد یک دکمه فرآیند تست را برای هر کاربری ساده می کند.

## Open junction

طراحی اتصال باز باعث کاهش گرفتگی کاغذ و بقایای چرمی می شود، بنابراین الکتروود با حداقل رطوبت برای اندازه گیری پایدار کار می کند.

## نوک شیشه ای تخت

یک الکتروود نوک تخت امکان اندازه گیری مستقیم pH یک سطح را فراهم می کند.

## بدنه شیشه ای

بدنه شیشه ای به راحتی تمیز می شود، از نظر شیمیایی مقاوم است و برای اندازه گیری سریعتر و پایدارتر به سرعت تعادل حرارتی حاصل می شود.

## محلول تمیز کننده و ضد عفونی کننده

pH متر شما همراه با محلول تمیز کننده ای طراحی شده است که الکتروود شما را عاری از چربی و کثیفی نگه می دارد. این ترکیب غلیظ مواد شوینده دستگاه شما را به سرعت و به طور موثر تمیز می کند تا دستگاه شما در بهترین حالت باقی بماند.

## کالیبراسیون آسان

برای کالیبراسیون آسان، می توان HALO2 را مستقیماً در ساشه های بافر کالیبراسیون HANNA قرار داد. استفاده از ساشه کالیبراسیون هانا تضمین می کند که بافر شما همیشه تازه است.

## محلول نگهدارنده

ذخیره سازی مناسب الکتروود شما اندازه گیری قابل اعتماد و عمر طولانی الکتروود را تضمین می کند. محلول ذخیره سازی HANNA به طور ویژه فرموله شده است تا شیشه pH را هیدراته نگه دارد و در عین حال رشد ارگانیک را به حداقل برساند.

لطفاً جهت خرید و یا آگاهی از قیمت pH متر بلوتوث چرم و کاغذ [HANNA](#) مدل HI9810442 ، [با ما](#) تماس بگیرید

مشخصات فنی :

Specification name	Detail
Reference	HI 9810442
PH range	0.00 to 12.00 pH
PH resolution	0.01 or 0.1 pH
PH accuracy	± 0.02 pH
MV range	PH / mV conversion
MV resolution	0.1 or 1 mV
Temperature range	0.0 to 50.0 ° C (32.0 to 122.0 ° F)
Temperature resolution	0.1 ° C; 0.1 ° F
Temperature accuracy	± 0.5 ° C; ± 0.9 ° F
Calibration	Up to three or four points * Automatic buffer recognition with Hanna standard buffers (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01) or NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18)
Temperature compensation	Automatic (ATC) or Manual (MTC) *
Electrode	Body Material - Glass Glass - Low Temperature Junction (LT) - Ceramic Reference Cell - Double Electrolyte, Ag / AgCl - Viscolene Tip / Shape - Flat, Outside Diameter - 12mm (0.47 ") Length - 110mm (4.3 ")
Battery Type	Lithium 3V - CR2032
Battery duration	Approximately 1000 hours (500 hours with Bluetooth enabled)
Atmosphere	0 to 50 ° C (32 to 122 ° F)
Cash register	Ingress protection IP65
Dimensions	51 x 185 x 21 mm (2.0 x 7.3 x 0.8 ")

<b>Weight</b>	60 g (2.1 oz)
<b>Grades</b>	* Available with Hanna Lab app ** Measuring outside the recommended operating temperature range may damage the gel electrolyte and void the product warranty. Note: The tester can display measurements from –2.00 to 16.00 pH. Measurements outside the pH range will blink. In this case, evaluate the integrity of the tester and the type of sample measured.