

دستگاه آزمایشگاهی رنگرزی مادون قرمز

این دستگاه رنگرزی آزمایشگاهی مادون قرمز از نوع حمام روغنی است ، این دستگاه مزایای دستگاه رنگ رزی سنتی با دستگاه رنگرزی مادون قرمز معمولی را با هم ترکیب می کند. این دستگاه برای رنگرزی و آزمایش دوام رنگ پارچه تریکو ، پارچه بافته شده ، نخ ، پنبه ، الیاف ، زیپ و غیره اعمال می شود. طراحی ویژه این دستگاه برای صنایع رنگرزی ، صنایع شیمیایی ، مواد اولیه ، پارچه بوده که می تواند شرایط تولید را دقیقاً شبیه سازی کند و رسیدن به پارامترهای فرآیند واقعی خط تولید را در دسترس قرار دهد.

External Dimension:	
670*570*780 mm(L*W*H)	
Package Dimension:	
690*690*800 mm(L*W*H)	
Gross Weight:	
120KG	
Net Weight:	
100KG	

کارکرد دستگاه آزمایشگاهی رنگرزی مادون قرمز

1. کارکردن با این دستگاه بسیار آسان است ، و کاربر می تواند به صورت جداگانه هر یک از خانه های دستگاه را از دستگاه جدا کند.
2. توانایی انجام انواع رنگرزی برای رنگها و مواد شیمیایی مختلف بر روی طیف گستردهای از پارچه ها
3. توصیه ویژه برای رنگرزی مرحله ای "STEP DYEING" برای انتخاب بهترین ماده رنگی و ترکیبات برای یافتن مناسب ترین منحنی رنگرزی جهت دستیابی به بالاترین بازده و کیفیت.
4. اندازه های مختلف محفظه های رنگرزی برای وزن های مختلف نمونه با نگهدارنده های نخ یا پارچه برای اطمینان از نتیجه خوب بدون هیچگونه چین و چروک.
5. مناسب برای رنگرزی با نسبت پایین. وزن نمونه از ۴ گرم تا ۲۰ گرم می باشد.
6. طراحی ویژه با دوام و نگهداری آسان.
7. ایمن ، راندمان بالا ، دوستدار محیط زیست ، صرفه جویی در انرژی ، بهینه برای رنگ رزی به روش ماشین الات جدید برای نمونه های کوچک.

Model	GT-D22 A	GT-D22 B
Staining cup number	12	24
Staining cup volume	300cc OR 450cc	
Control mode	LCD Microprocessor type, programmable process number: 1000 ----99, 100 programmable steps per process	
Heat method	Infrared heat	
Temperature range	RT - 140 °C	
Temperature accuracy	±0.2 °C	
Heating rate	0 - 3.5 °C / min	
Cooling rate	0.2 - 5 °C / min	
Cooling method	Air-cooled	
Rotation speed	0 - 60 rpm	
Liquor ratio	1:5 - 1:100	
Power supply	1 φ AC 220V 50/60HZ	
Dimension(L x W x H)	670×570×780mm	860×680×780mm
Weight	100kg	120kg
Cups	1set	Put the test sample.
Cups stand	1set	Place where to put cups.
Protective glove	1set	To avoid to be hurt by HT cups.

در تمام موارد زیر امکان استفاده از این دستگاه می باشد.



لطفاً جهت خرید دستگاه آزمایشگاهی رنگرزی مادون قرمز یا اطلاع از قیمت آن با شرکت [ستاره عرش آریا](#) نماینده انحصاری [Gester](#) تماس بگیرید.