

چکر کلسیم HI758

جهت استفاده در آکواریوم های آب شور

چکر کلسیم HI758 با استفاده از فتومتر ساده ی دستی هانا، نتایجی با دقت بالا در آکواریوم های آب شور خود به دست آورید. کالری متر کلسیم آب شور هانا، پلی است بین تست کیت ها و تجهیزات پیشرفته. تست کیت های استاندارد دقت محدودی دارند و مبتنی بر تطابق رنگ بواسطه ی چشم انسان هستند.



این فتومترهای دستی، زحمت تطابق رنگ را با جداول از بین برده و کلسیم آب شور را با واحد های ppm CaCO_3 به صورت مستقیم نمایش می دهد.

چکر کلسیم (HI758 کالری متر دستی) راهی آسان، دقیق و مقرون به صرفه جهت اندازه گیری کلسیم فراهم می کند. کلسیم یکی از اجزا مهم در محیط های دریایی می باشد. کلسیم جهت ایجاد کلسیم کربنات و بازسازی صخره های مرجانی به کار می رود. دستگاه HI758 نتایجی آسان و دقیق در چند مرحله ی ساده به دست می دهد.

ویژگی های چکر HI758 هانا در یک نگاه:

- کاربرد ساده تر و دقت بیشتر در مقایسه با تست کیت ها
- تک پارامتر
- سایز کوچک، راحتی زیاد
- ایده آل برای: آبی پروری، تست کیفیت آب، محیط زیست، آموزشی

لطفا در صورت تمایل به خرید HANNA HI758 و یا آگاهی از قیمت دستگاه [هانا HI758](#) با ما تماس بگیرید.



جدول مشخصات کلی دستگاه HI758 HANNA

رنج	200 to 600 ppm
صحت	1 ppm
دقت در ۲۵ درجه سانتی گراد	±6% of reading
منبع نور	LED @ 610 nm
شاخص نور	فتوسل سیلیکونی
روش	منطبق بر روش زینکون (Zincon)
محیط	0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
نوع باتری	یک باتری 1.5V AAA
خاموشی خودکار	بعد از ده دقیقه بلا استفاده بودن دستگاه
ابعاد	۳۷,۵ × ۶۱ × ۸۱,۵ میلی متر (۱,۵ × ۲,۴ × ۳,۲ اینچ)
وزن	۶۴ گرم
اطلاعات سفارشی	چکر کلسیم HI758 همراه با موارد زیر ارائه می شود: ۲ کووت نمونه در دار، کیت ریجنت کلسیم برای ۲۵ تست، قطره چکان، سرنگ یک میلی لیتری، پیت صد میکرو لیتری، پیت پلاستیکی، باتری، دستورالعمل و راهنمای شروع به کار