

خرید pH متر قلمی هانا مدل HI981038



پی اچ متر قلمی نان و خمیر مدل HI981038 با الکتروود تخصصی

دستگاه HI981038 یک تستر pH طراحی شده خاص برای اندازه گیری pH در طی فرآیند خمیر و تهیه نان است. این دستگاه ویژگی های پیشرفته بسیاری از جمله الکتروود pH را که مخصوص نان و خمیر طراحی شده است، ارائه می دهد.

- الکتروود pH با اتصال باز pH متر قلمی هانا مدل HI981038

الکتروود pH این تستر از طرح اتصال بیرونی باز (OPEN JUNCTION) استفاده می کند. محل اتصال باز در هنگام مسدود شدن پراب در مواد جامد و نیمه جامد نسبت به الکتروودهای pH که از سرامیک یا سایر مواد متخلخل استفاده می کنند، در برابر گرفتگی مقاومت بیشتری دارد.

- شیشه دمای پایین (LT)

نوک شیشه pH از فرمولاسیون مخصوص شیشه با درجه حرارت کم (LT) با مقاومت کمتری در حدود ۵۰ مگا اهم در مقایسه با اهداف عمومی (GP) با مقاومت حدود ۱۰۰ مگا اهم استفاده می کند. این برای اندازه گیری محصولات غذایی در دمای پایین مفیدتر است تا مقاومتی ایده آل در طول فرایند اندازه گیری داشته باشد.

- نوک مخروطی pH متر قلمی هانا مدل HI981038

امکان نفوذ آسان در مواد جامد و نیمه جامد، که در هنگام اندازه گیری مستقیم پی اچ نان یا خمیر مورد نیاز است را دارد.

- بدنه PVDF

پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) پلاستیکی مختص مواد غذایی است که در برابر بیشتر مواد شیمیایی و حلال ها از جمله هیپوکلریت سدیم مقاوم است. مقاوم در برابر سایش، دارای مقاومت مکانیکی و مقاومت در برابر فرابنفش بالا است PVDF. همچنین در برابر رشد قارچ مقاوم است.

- LCD بزرگ pH متر قلمی هانا مدل HI981038

یک ال سی دی پیشرفته ، مقادیر خوانش ، پایداری ، کم بودن باتری و برچسب های کالیبراسیون را نمایش می دهد.

- کالیبراسیون خودکار

pH متر نان و خمیر به طور خودکار در یک یا دو نقطه کالیبره می شود. بافرهای کالیبراسیون به طور خودکار شناسایی می شوند و پس از کالیبراسیون مقادیر بافر استفاده شده بر روی صفحه نمایش نشان داده می شوند.

- جبران خودکار دما

- شاخص پایداری pH متر قلمی هانا مدل HI981038

نشانگر ساعت شنی روی LCD نمایش داده می شود تا زمانی که قرائت پایدار حاصل شود. پس از تثبیت میزان خواندن ، نشانگر ناپدید می شود و می توان قرائت را انجام داد.

- خاموش شدن خودکار

می توان تنظیم کرد که دستگاه پس از ۸ دقیقه یا ۶۰ دقیقه به طور خودکار خاموش شود تا در صورت روشن بودن دستگاه ، عمر باتری حفظ شود. ویژگی خاموش کردن خودکار نیز می تواند غیرفعال شود.

- پراب تشخیصی

در هنگام کالیبراسیون ، پیام خطا (Err) را به عنوان شاخصی برای تمیز کردن الکتروود نشان می دهد.

- دوام طولانی باتری

تستر پی اچ نان و خمیر دارای عمر باتری استثنایی تقریباً ۷۰۰ ساعت است. هنگامی که شارژ باتری کم می شود ، نشانگر باتری کم نمایش داده می شود.

- مقرون به صرفه



لطفاً جهت خرید pH متر قلمی هانا مدل HI981038 و یا آگاهی از قیمت و مشخصات HI981038 [هانا](#) ، با ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی pH متر قلمی هانا مدل HI981038

pH	Range	0.00 to 12.00 pH
	Resolution	0.01 pH
	Accuracy (@25°C/77°F)	±0.05 pH
	Calibration	automatic, one or two-point
Additional Specifications	Temperature Compensation	automatic, 0 to 50°C (32 to 122°F)
	Glass Type	LT (low temperature)
	Battery Type / Life	CR2032 Li-ion / approx.800 hours of continuous use
	Auto-off	8 minutes, 60 minutes, or can be disabled
	Environment	0 to 50°C (32 to 122°F); RH 95% max
	dimensions	50 x 129 x 21 mm (2 x 5.1 x 0.9")
	Weight	42 g (1.5 oz.)
Ordering Information	HI981038 is supplied with pH 4.01 buffer solution sachets (2), pH 7.01 buffer solution sachets (2), electrode cleaning and disinfection solution for bread and dough deposits (2), electrode storage solution, CR2032 3V Li-ion battery, quality certificate, and instruction manual.	